



## Tavolo operatorio in Inox su ruote, misure 1200x700xh900mm (LxPxH)

Tavolo operatorio veterinario in acciaio inox, su ruote, misure 1200x700xh900mm (LxPxH)

## Disponibile su richiesta

COD: TAO1200XR

Categorie: Tavoli operatori

## **Descrizione**

Tavolo operatorio Inox 1200x700x900mm ruote.

Tutti i tavoli da visita veterinari sono costruiti in resistente acciaio inossidabile 304 e sono eccezionalmente facili da disinfettare, rendendoli ideali per ambienti sterili.

I tavoli mobili sono dotati di ruote piroettanti per una facile manovrabilità.

Questa selezione di tavoli è progettata per soddisfare i requisiti richiesti dai medici veterinari.

Piano di lavoro dello spessore di 40mm, realizzato con lamiera dello spessore di 1,5 mm e rinforzato e con rinforzi inox.

Struttura arretrata sui quattro lati per poter andare contro parete anche in caso di sguscia.