



## Tavolo operatorio in Inox su ruote, misure 1200x700xh900mm (LxPxH)

Tavolo operatorio veterinario in acciaio inox, su ruote, misure 1200x700xh900mm (LxPxH)

**Spedizione prevista in 21 giorni circa**

**COD:** TAO1200XR

**Categorie:** Tavoli operatori

### Descrizione

---

Il **tavolo operatorio veterinario inox 1200x700x900mm** è progettato per offrire un supporto stabile, igienico e facile da gestire nelle attività cliniche quotidiane. La struttura in acciaio inox 304 garantisce elevata resistenza e permette una sanificazione rapida e completa, caratteristica fondamentale negli ambienti sterili.

Questo tavolo è dotato di **ruote piroettanti**, che consentono uno spostamento semplice e immediato. La mobilità permette di adattare rapidamente la postazione alle esigenze operative, migliorando l'efficienza del lavoro in studio.

Il piano di lavoro ha uno spessore di 40 mm, realizzato con lamiera inox da 1,5 mm e rinforzi strutturali. Questa configurazione assicura stabilità durante le visite e durante le procedure più complesse. Inoltre, la struttura arretrata sui quattro lati consente di posizionare il tavolo contro parete, anche in presenza di sgusce. In questo modo, gli spazi clinici risultano ottimizzati e più facili da organizzare.

Il **tavolo operatorio veterinario inox 1200x700x900mm** è adatto a studi veterinari, ambulatori e cliniche che necessitano di una superficie di lavoro robusta, facilmente igienizzabile e conforme agli standard professionali. La sua configurazione lo rende indicato sia per le visite preliminari sia per procedure operative.