



## Tavolo operatorio in Inox su ruote, misure 1500x700xh900mm (LxPxH)

Tavolo operatorio veterinario in acciaio inox su ruote, misure 1500x700xh900mm su ruote (LxPxH)

**Disponibile su richiesta**

**COD:** TAO1500XR

**Categorie:** Tavoli operatori

### Descrizione

---

Il **tavolo operatorio veterinario inox 1500x700x900mm** è progettato per offrire una superficie stabile, igienica e pratica durante le attività cliniche quotidiane. La struttura in acciaio inox 304 garantisce resistenza e permette una sanificazione rapida, caratteristica essenziale negli ambienti veterinari sterili.

Il tavolo è dotato di **ruote piroettanti**, che rendono lo spostamento semplice e immediato. Questa mobilità consente al professionista di adattare la postazione con facilità, migliorando l'efficienza del lavoro durante visite e procedure.

Il piano di lavoro da 40mm è realizzato con lamiera inox da 1,5mm e rinforzi interni che assicurano stabilità anche nelle operazioni più delicate. Inoltre, la struttura arretrata sui quattro lati permette di posizionare il tavolo a ridosso della parete, anche in presenza di sgusce. In questo modo lo spazio clinico risulta più ordinato e funzionale.

Il **tavolo operatorio veterinario inox 1500x700x900mm** è ideale per cliniche e ambulatori che necessitano di una superficie robusta, igienica e facile da pulire. La sua configurazione lo rende adatto sia alle visite di routine sia a procedure veterinarie più avanzate.