



## Kit telecamera intraorale Detect, monitor 19", carrello Easy Tray

Kit di imaging odontoiatrico composto da **telecamera intraorale WiFi DETECT** con obiettivo grandangolare e luce blu per il rilevamento di carie, tartaro e placca, **monitor medicale Visiomed 19" Full HD con vetro protettivo** e **carrello Easy Tray inox bianco con supporto monitor**.

**Disponibile su richiesta**

**COD:** OFES1004

**Categorie:** Carrelli, Composizioni complete

### Descrizione

---

#### Telecamera intraorale con monitor e carrello Easy Tray inox bianco

---

Il sistema con telecamera intraorale WiFi, monitor medicale e carrello Easy Tray è progettato per migliorare la comunicazione con il paziente e la documentazione clinica nello studio odontoiatrico.

La telecamera intraorale **DETECT WiFi** è dotata di obiettivo grandangolare ad alta definizione e di luce blu dedicata, studiata per facilitare il rilevamento visivo di carie, tartaro e placca. Questa tecnologia consente al professionista di individuare con maggiore facilità le aree da trattare e di mostrare al paziente le condizioni dentali in modo chiaro e immediato.

Il sistema include il **monitor medicale Visiomed da 19" Full HD**, con formato 16:10 e cristallo di protezione, progettato per garantire immagini nitide e una visione confortevole durante la visualizzazione intraorale.

Tutti i componenti sono installati su **carrello Easy Tray inox bianco elettrificato**, dotato di supporto monitor e progettato per offrire stabilità, igiene e facilità di movimentazione tra le diverse postazioni operative dello studio.

Il risultato è un sistema intraorale mobile e pronto all'uso, ideale per migliorare la comunicazione con il paziente, la diagnosi visiva e la presentazione dei trattamenti.

#### Applicazioni cliniche

Il sistema con telecamera intraorale WiFi è progettato per migliorare la comunicazione con il paziente e la documentazione clinica nello studio odontoiatrico.



La visualizzazione delle immagini su monitor consente di mostrare in tempo reale carie, tartaro, placca e condizioni dentali, facilitando la spiegazione delle diagnosi e dei piani di trattamento.

Il carrello mobile Easy Tray consente di spostare facilmente il sistema tra le diverse postazioni dello studio, rendendo la soluzione pratica per:

- studi dentistici
- cliniche odontoiatriche
- centri di igiene dentale
- consulenze e diagnosi visive

### **L'offerta comprende**

- Telecamera intraorale **DETECT WiFi** con obiettivo grandangolare e luce blu per il rilevamento di carie, tartaro e placca – Cod. Tecnomed Italia AP295HD
- **Monitor Visiomed 19" Full HD**, formato 16:10 con cristallo di protezione – Cod. Tecnomed Italia MOT19SE
- **Carrello Easy Tray inox bianco elettrificato con supporto monitor** – Cod. Tecnomed Italia OF1003BI.00 e SVET9010L