



## Videocamera OKKIO HDMI, 4K, 16mm F8..0, 350/700mm, illuminatore led

Telecamera medica 4K HDMI 16 mm con illuminatore FALKOLED 24.000 lux e zoom fino a 25x, ideale per odontoiatria, chirurgia e documentazione clinica.

**Spedizione prevista in 10 giorni**

**COD:** FK900D-1680HDL

**Categorie:** Telecamere OKKIO HDMI 4K

### Descrizione

---

#### Telecamera medica 4K HDMI 16 mm con illuminatore per odontoiatria e chirurgia

---

La telecamera medica OKKIO HDMI 4K 16 mm con illuminatore FALKOLED è progettata per la documentazione clinica e la comunicazione in ambito odontoiatrico e chirurgico. Consente di acquisire immagini e video ad alta definizione, migliorando la comprensione dei trattamenti e la qualità della documentazione clinica.

#### Qualità d'immagine 4K con sensore Sony

---

OKKIO è dotata di sensore Sony IMX377 per acquisire immagini fino a 4K (3840 × 2160 pixel). Il sistema di zoom consente un ingrandimento fino a 25x, permettendo di osservare dettagli clinici con elevata precisione.

#### Illuminatore LED integrato da 24.000 lux

---

L'illuminatore FALKOLED integrato garantisce una luce uniforme e priva di ombre fino a 24.000 lux, con temperatura colore di 5700K. La regolazione touch dell'intensità consente di adattare facilmente la luce alle diverse condizioni operative.

#### Installazione rapida e configurazione flessibile

---

Grazie all'aggancio magnetico, la telecamera può essere installata rapidamente su braccio articolato. È inoltre dotata di attacco fotografico standard 1/4", compatibile con diversi sistemi di supporto.



## Utilizzo intuitivo per documentazione e comunicazione clinica

---

OKKIO HDMI è progettata per un utilizzo immediato senza necessità di competenze tecniche avanzate. Le immagini e i video possono essere salvati, rivisti e condivisi facilmente, migliorando la comunicazione con il paziente e il confronto tra professionisti.

## Visualizzazione in tempo reale e condivisione

---

La connessione HDMI consente la visualizzazione diretta su monitor medicali. La telecamera è adatta anche per formazione, presentazioni cliniche e streaming di procedure.

## Archiviazione e gestione dei contenuti clinici

---

OKKIO HDMI permette di creare un archivio clinico strutturato con contenuti fotografici e video di alta qualità, utile per documentazione, follow-up e presentazione dei casi.

## Caratteristiche principali

---

- Risoluzione 4K Ultra HD (3840 × 2160)
- Sensore Sony IMX377
- Zoom fino a 25x
- Illuminatore LED integrato fino a 24.000 lux
- Temperatura colore 5700K
- Connessione HDMI
- Attacco magnetico e filettatura 1/4"
- Compatibile con bracci articolati

## Specifiche tecniche

---

Sensore	SONY IMX377
Risoluzione	2160p / 1080p / 720p multi frame rate
Dimensioni	50 × 50 × 50 mm
Lente	16 mm UHD F8.0 (350–700 mm)
Messa a fuoco	Manuale
Zoom	2.5x ottico, fino a 25x digitale
Montaggio	Braccio articolato o attacco 1/4"
Connessione	HDMI



Alimentazione	12V DC
Certificazione	MDR 2017/745 Classe I

## **Approfondimento sul sistema OKKIO**

---

Per maggiori informazioni sul sistema OKKIO e sulle sue applicazioni cliniche, visita la pagina dedicata:  
[scopri di più](#)

## **Esperienza clinica**

---

Il Prof. Angelo Putignano racconta l'utilizzo della telecamera OKKIO HDMI nella pratica clinica: