



Termometro a infrarossi reg. Ministero Salute. DISPONIB.: 7 pezzi

Termometro a infrarossi professionale per la misurazione rapida e precisa della temperatura corporea senza contatto diretto. **SOLO 7 PEZZI DISPONIBILI**

Disponibile

COD: DE2003

Categorie: Attrezzatura

Descrizione

Il **termometro a infrarossi TERMOTEC PRO (SOLO 7 PEZZI DISPONIBILI)** è un dispositivo professionale a contatto indiretto progettato per la misurazione rapida della temperatura corporea prima di visite, trattamenti e procedure. Pensato per l'ambito medico, consente una rilevazione accurata senza contatto diretto con il paziente, garantendo praticità, igiene e rapidità d'uso.

Grazie alla misurazione a distanza fino a 5cm, TERMOTEC PRO permette di rilevare con precisione la temperatura corporea in pochi istanti. Il display retroilluminato varia colore in base al valore rilevato, facilitando una lettura immediata del dato e una rapida identificazione di eventuali condizioni di attenzione.

Il dispositivo è dotato di sistema di allarme per segnalare eventuali errori durante l'acquisizione della temperatura e di segnale acustico di avviso in presenza di temperatura corporea superiore a 37.5°C. L'ergonomia dell'impugnatura e l'interfaccia intuitiva lo rendono semplice da utilizzare anche in contesti operativi ad alta frequenza.

Caratteristiche tecniche

- Tipologia: termometro a infrarossi professionale a contatto indiretto
- Distanza massima di misurazione: 5cm
- Spegnimento automatico
- Dimensioni: 145x88x42mm
- Peso: 140g
- Gamma di funzionamento temperatura corporea: da 32.1 a 42.9°C
- Alimentazione: 2 batterie AAA DC 3.0V
- Certificazione: 93/42EEC
- Classe: IEC60601