



Termosigillatrice medicale e odontoiatrica TERMOSEAL 320

TERMOSEAL 320 è una termosigillatrice per buste e rotoli di sterilizzazione in carta/polipropilene, a funzionamento manuale, per uso odontoiatrico, medico e veterinario. Con portarotolo e lama di taglio integrati, prepara il confezionamento degli strumenti da sterilizzare. Riscaldamento elettronico, avviso oltre 3 secondi, banda da 12 mm e larghezza massima di 325 mm.

Disponibile su richiesta

COD: SEAL320

Categorie: Sigillatrici

Descrizione

TERMOSEAL 320 è una **termosigillatrice per buste di sterilizzazione** manuale progettata per la termosigillatura e il taglio di rotoli in laminato accoppiato carta/polipropilene destinati al confezionamento di strumenti e materiali da sottoporre a sterilizzazione a vapore. Portarotolo e lama di taglio sono integrati, per preparare la busta direttamente sulla stessa postazione di lavoro in studi odontoiatrici, ambulatori medici e strutture veterinarie.

Controllo del riscaldamento e del tempo di saldatura

Il riscaldamento elettronico porta la barra alla temperatura di lavoro e il LED frontale ne indica lo stato: lampeggia durante il riscaldamento e resta verde fisso quando la macchina è pronta. Se la leva rimane abbassata oltre 3 secondi, una segnalazione luminosa e acustica richiama l'operatore. Dopo alcuni minuti di inattività TERMOSEAL 320 entra automaticamente in stand-by.

Taglio integrato dopo la sigillatura

Il cursore di taglio agisce con la leva abbassata, quindi a saldatura già eseguita. La lama è alloggiata all'interno del carter e non è accessibile dall'esterno durante il normale utilizzo.

Configurazione flessibile sul piano di lavoro

La leva di saldatura può essere azionata sia dal lato dell'operatore sia da quello opposto. Questa configurazione facilita l'inserimento della termosigillatrice nella zona di confezionamento, in funzione dell'organizzazione del piano di lavoro e delle esigenze del personale addetto al confezionamento.

Uso odontoiatrico, medico e veterinario

TERMOSEAL 320 è destinata all'utilizzo con rotoli e buste in laminato accoppiato carta/polipropilene compatibili con il processo di sterilizzazione previsto. L'impiego è professionale in ambito odontoiatrico, medico e veterinario, esclusivamente da parte di personale qualificato. Nello studio del dentista, nell'ambulatorio medico e nella clinica veterinaria serve a confezionare gli strumenti prima della sterilizzazione. La termosigillatrice chiude le buste; la sterilizzazione viene eseguita successivamente in autoclave.

Caratteristiche tecniche TERMOSEAL 320

Codice	SEAL320
Tipologia	Termosigillatrice manuale
Banda di saldatura	12 mm
Larghezza massima di saldatura	325 mm
Riscaldamento	Elettronico
Materiale sigillabile	Laminato accoppiato carta/polipropilene
Alimentazione	220–240 V~ / 50–60 Hz
Potenza nominale	100 W
Dimensioni (L × P × A)	460 × 380 × 200 mm
Peso netto	4 kg
Garanzia	24 mesi