



## Sigillatrice Termoseal 300, saldatura 36 cm, riscaldamento continuo

Sigillatrice termoseal 300, lunghezza saldatura 36 cm, larghezza 1.5 cm, riscaldamento continuo

**Disponibile**

**COD:** SEA300

**Categorie:** Sigillatrici

### Descrizione

---

**Termosigillatrice Termoseal 300 – Saldatura continua e temperatura costante per buste sterili.**

La **Termosigillatrice Termoseal 300** è un dispositivo compatto e affidabile per la sigillatura di buste sterili in ambiente medico e odontoiatrico. Il sistema di **riscaldamento a ciclo continuo** consente una saldatura uniforme e senza interruzioni, garantendo la massima produttività e sicurezza.

**Precisione e controllo costante.**

La **temperatura costante** assicura risultati perfetti su ogni tipo di materiale termosaldabile, evitando surriscaldamenti e garantendo chiusure ermetiche e durature. La **barra di alluminio a vista**, solida e indistruttibile, garantisce stabilità e lunga durata nel tempo.

**Design funzionale e pratico.**

La Termoseal 300 offre una **larghezza di saldatura di 15mm** e una **lunghezza di 360mm**, mentre l'asta porta rotoli da **375mm** facilita il cambio e la gestione dei materiali.

**Efficienza senza tempi di attesa.**

Grazie al ciclo continuo, la termosigillatrice è sempre pronta all'uso, senza tempi morti tra una sigillatura e l'altra, ideale per studi e laboratori con elevati volumi di sterilizzazione.

**Dotazione Termosigillatrice odontoiatrica Termoseal 300**

- Sigillatrice;

- 2 aste di supporto;
- 1 asta di supporto per rotolo
- Cavo di alimentazione.

Caratteristiche	Cod. SEA300
Larghezza saldatura	15 mm
Lunghezza saldatura	360 mm
Lunghezza asta porta rotoli	375 mm
Potenza	450 watt
Alimentazione	230 vac
Dimensioni (L x P x h) mm	500X260X200/260h
Peso	6,5 g
Garanzia (mesi)	24
Certificazioni	CE