

Test Bowie Dick, confezione da 20 pezzi



Test Bowie Dick per rilevare la presenza di eventuali anomalie durante il ciclo, confezione da 20 pezzi

Spedizione prevista in 30 giorni

COD: DEA4.01

Categorie: Test sterilizzazione

Descrizione

Bowie & Dick Test e? un test fisico per le autoclavi di classe B.

Questo test viene utilizzato per valutare la capacita? di penetrazione del vapore nei corpi porosi.

La presenza di aria all'interno dell'autoclave rappresenta una minaccia per la sicurezza del processo di sterilizzazione.

Questo problema si risolve attraverso del pacco pronto monouso Bowie & Dick test pack, come previsto dalle normative vigenti.

A differenza dei dispositivi tradizionali, l'utilizzo del pacco pronto, presenta notevoli vantaggi che garantiscono il mantenimento degli standard di prova per ogni test effettuato e permettono di rilevare immediatamente la rimozione dell'aria durante la sterilizzazione.

Il test si effettua a camera vuota dopo la prova del vuoto e prima del normale utilizzo dell'autoclave.

- Permette di rilevare in modo immediato e preciso la presenza di eventuali anomalie durante il ciclo di Bowie Dick;
- La risposta ottenuta rimane invariata nel tempo;
- La confezione esterna e? provvista di un indicatore virante che segnala ad un primo colpo d'occhio se il pacco e? stato utilizzato oppure no;
- I materiali con i quali e? costituito sono completamente riciclabili e il reagente chimico virante e? atossico;
- All'interno di ogni pacco di Bowie Dick si trova una scheda completa per l'archiviazione dei dati di facile compilazione;
- Confezione da 20 pezzi.