



## Test Helix Device classe 2, confezione da 100 strip

Test Helix Device classe 2, confezione da 100 strip, compatibile con tutte le autoclavi

## **Disponibile**

**COD:** DEA4.02

Categorie: Test sterilizzazione

## **Descrizione**

Test Helix Device classe 2

Helix Test e? un test fisico per le autoclavi di classe B. Ideale per valutare la forza di penetrazione dell'agente di sterilizzazione (vapore, perossido di idrogeno/plasma, ossido di etilene, formaldeide) all'interno di corpi cavi.

Questo test deve essere effettuato negli studi odontoiatrici in quanto vi e? presenza di strumenti con cavita? di tipo "A", cioe? avente corpi cavi profondi e stretti (esempio manipoli odontoiatrici).

L'aria e altri gas non condensanti devono essere rimossi dalla camera di sterilizzazione prima che l'agente di sterilizzazione entri in contatto con i dispositivi cavi da sterilizzare per evitare di influenzare negativamente il risultato del ciclo.

Il Test Helix Device classe 2 si effettua a camera vuota dopo la prova del vuoto e prima del normale utilizzo dell'autoclave.

Il sistema e? compatibile con tutti i tipi di autoclavi ed e? prodotto in conformita? alle normative vigenti.

- Permette di rilevare in modo immediato e preciso la presenza di eventuali anomalie durante il ciclo di helix test
- La risposta ottenuta rimane invariata nel tempo
- All'interno un indicatore virante segnala ad un primo colpo d'occhio se la strip e? stata utilizzato oppure no.
- Confezione con 100 strip