



## Tester per rilevare il valore di conducibilità delle acque

Tester professionale per verificare la conducibilità dell'acqua distillata o demineralizzata, robusto, affidabile e compatto.

**Spedizione prevista in 30 giorni**

**COD:** DE10TE

**Categorie:** Demineralizzatori

### Descrizione

Tester per valore conducibilità acqua.

Per avere la certezza che il vostro impianto di trattamento acqua sia perfettamente funzionante e? necessario eseguire dei test sull'acqua prodotto almeno con cadenza mensile.

Ciò e? possibile con Il misuratore di conducibilità DE10TE di Tecnomed. Il DE10TE e? una soluzione professionale per verificare la conducibilità dell'acqua distillata o demineralizzata.

Questo misuratore di conducibilità a scala bassa e? uno strumento robusto, affidabile e compatto.

Dotato di una sonda con un sensore di temperatura integrato per poter effettuare la compensazione della temperatura garantendo misure rapide e precise.

Il funzionamento e la manutenzione sono facili.

Premendo l'unico pulsante nella parte superiore dello strumento, il tester si accende ed e? pronto all'uso. Il valore accettabile misurato deve essere compreso tra 10 e 80 us.

Caratteristiche tecniche Tester per valore conducibilità acqua.

Codice articolo	DE10TE
Scala EC	da 0 a 1999 ?S/cm
Risoluzione EC	1 ?S/cm



Accuratezza EC	±2% F.S.
Calibrazione EC	automatica a 1413 $\mu$ S/cm
Compensazione della temperatura FC/TDS	automatica da 0 a 60°C (da 32 a 140°F) $\mu$ S/cm
Tipo / Durata Batteria	155v (2) / circa 200 ore / spegnimento automatico dopo 5 minuti
Condizioni di utilizzo	da 0 a 50°C (da 32 a 122°F) U.R: max 95%
Dimensioni	180 x 50 x25
Peso	50 g.
Informazioni ordine	Primo 5 e? fornite con batterie e istruzioni