



Testina 1:1 per Endodonzia, inserto a 4 pin. NUOVO FUORI CATALOGO

Testina 1:1 per endodonzia con inserto a 4 pin nuova e fuori catalogo, disponibile in ultimo pezzo.

Disponibile

COD: OFOUT113

Categorie: Outlet

Descrizione

Testina 1:1 per endodonzia con inserto a 4 pin, componente professionale per manipoli odontoiatrici.

Prodotto **nuovo, fuori catalogo, disponibile in ultimo pezzo a magazzino.**

Caratteristiche

- Rapporto 1:1
- Inserto a 4 pin
- Condizione: nuovo
- Fuori catalogo
- Disponibilità: 1 pezzo