

Testina 6:1 per ENDO SMART PLUS-DTE Woodpecker



Testina 6:1 per Endo Smart Plus-DTE

Spedizione prevista in 30 giorni

COD: MM18EW.02

Categorie: Woodpecker

Descrizione

La **testina contra-angle 6:1 compatibile Endo Smart Plus di Woodpecker DTE** è un **ricambio professionale per motori endodontici**, progettato per garantire **massimo controllo, precisione e affidabilità** durante le procedure canalari. Il **rapporto di riduzione 6:1** consente di ottenere **basse velocità di rotazione con coppia elevata**, migliorando la gestione degli strumenti endodontici e riducendo il rischio di stress meccanico.

Il **design super-mini con collo sottile** assicura **ottima visibilità del campo operativo** e facilita l'accesso anche nelle aree posteriori o difficili da raggiungere. La **rotazione a 360° della testina** permette un orientamento flessibile, adattandosi alle diverse anatomie dentali e alle esigenze cliniche quotidiane.

Realizzata con materiali resistenti e di qualità professionale, la testina **contra-angle 6:1 compatibile Endo Smart Plus di Woodpecker DTE** è **completamente autoclavabile**, garantendo elevati standard di igiene e sicurezza nello studio dentistico. Il modello è compatibile con diversi **motori endodontici Woodpecker / DTE**, rendendolo una soluzione versatile per la manutenzione o la sostituzione della testina originale.

Una scelta ideale per i professionisti che cercano **prestazioni costanti, ergonomia e durata** nelle applicazioni endodontiche.