

Testina 6:1 per ENDO SMART PLUS-DTE Woodpecker



Testina 6:1 per Endo Smart Plus-DTE

Disponibile

COD: MM18EW.02

Categorie: Woodpecker

Descrizione

La **testina contra-angle 6:1 compatibile Endo Smart Plus di Woodpecker DTE** è un ricambio professionale per motori endodontici, progettato per offrire controllo, precisione e affidabilità durante le procedure canalari.

Il **rapporto di riduzione 6:1** consente di lavorare a basse velocità di rotazione con coppia elevata, migliorando la gestione degli strumenti endodontici e contribuendo a ridurre lo stress meccanico durante l'utilizzo.

Il **design super-mini con collo sottile** favorisce un'ottima visibilità del campo operativo e facilita l'accesso anche alle aree posteriori o più difficili da raggiungere. La **rotazione a 360° della testina** permette un orientamento flessibile, adattandosi alle diverse anatomie dentali e alle esigenze cliniche quotidiane.

Realizzata con materiali resistenti e di qualità professionale, la testina è **completamente autoclavabile**, garantendo elevati standard di igiene e sicurezza nello studio dentistico.

Compatibile con diversi motori endodontici **Woodpecker / DTE**, la **testina contra-angle 6:1 compatibile Endo Smart Plus** rappresenta una soluzione versatile per la manutenzione o la sostituzione della testina originale.