



Testina angolo Ivory, 1:1, compatibile KaVo, NUOVO CAMBIO LINEA

Testina per angolo Ivory, 1:1, utilizzo profilassi, Snap-On compatibile KaVo 31LR-L31. **PRODOTTO NUOVO - CAMBIO LINEA SOLO 10 PEZZI DISPONIBILI**

Disponibile

COD: OFOUT105

Categorie: Outlet

Descrizione

Testina per contrangolo Ivory 1:1 compatibile KaVo 31LR-L31, **PRODOTTO NUOVO – CAMBIO LINEA SOLO 10 PEZZI DISPONIBILI.**

La testina è progettata per offrire precisione, fluidità e comfort durante le procedure di igiene e mantenimento orale. Abbinata ai contrangoli Silk Line, consente un accesso agevole anche nei quadranti posteriori, semplificando il lavoro clinico quotidiano.

Il sistema di **serraggio rotostop** consente una sostituzione rapida e sicura della testina, permettendo di adattarsi facilmente a differenti rapporti di trasmissione e necessità operative. È **compatibile con tutti i contrangoli Ivory e KaVo®**, assicurando una perfetta intercambiabilità e una gestione ottimizzata degli strumenti.

Il **cuscinetto anteriore antiusura** con boccola di rinforzo integrata garantisce stabilità, riduzione delle vibrazioni e lunga durata nel tempo. La struttura è studiata per assorbire le sollecitazioni durante l'uso, preservando la concentricità del rotore e mantenendo prestazioni costanti.

Caratteristiche tecniche testina contrangolo Ivory 1:1 KaVo 31LR-L31.

| | |
|------------------------|------------|
| Indicazioni | Profilassi |
| Trasmissione | 2:1 |
| Meccanismo di arresto | Button |
| Diametro della testina | 8 mm |
| Altezza della testina | 7,95 mm |
| Diametro della Fresa | SNAP-ON |



| | |
|------------------------|-----------|
| Lunghezza della Fresa | – |
| Tipo di Lubrificazione | Olio |
| Autoclavabile | Si, 135°C |
| Velocità massima(RPM) | 3.000 |
| Peso imballo appr. (g) | 120 |
| Certificazione | CE |