



## Testina completa 16:1, compatibile ENDOMATE NSK CON.3PIN 10DENTI MP- F16R

**Disponibile**

**COD:** NS161M

**Categorie:** NSK

### Descrizione

Testina completa 16:1 compatibile ENDOMATE NSK.

Testina completa di raccordo riduttore 16:1.

- dotata del sistema di attacco rapido Quick Point;
- connessione con 3 pin/10 denti;
- compatibile MP-F20R, NSK Endo Mate DT2;
- Velocità massima 2.500 rpm.

Caratteristiche tecniche Testina completa 16:1 compatibile ENDOMATE NSK.

Indicazioni	Endodonzia
Trasmissione	16:1
Meccanismo di arresto	Push Button
Diametro della testina	8,1
Altezza della testina	8,3
Diametro della Fresa	CA/RA 2,35 mm
Lunghezza della Fresa	endo
Tipo di Lubrificazione	Olio
Autoclavabile	Si, 135°C
Velocità massima(RPM)	2.500



Peso imballo appr. (g)	120
Certificazione	CE