



## Testina completa 20:1, compatibile ENDOMATE NSK CON.3PIN 10DENTI MP- F20R

Testa completa di raccordo riduttore 20:1, con sistema di attacco rapido Quick Point, connessione con 3 pin/10 denti, compatibile MP-F20R, NSK Endo Mate DT2. Orientabile in 6 differenti posizioni.

**Disponibile**

**COD:** NS201M

**Categorie:** NSK

### Descrizione

Testina completa 20:1 compatibile ENDOMATE NSK.

Testina completa di raccordo riduttore 20:1.

- dotata del sistema di attacco rapido Quick Point;
- connessione con 3 pin/10 denti;
- compatibile MP-F20R, NSK Endo Mate DT2;
- orientabile in 6 differenti posizioni;
- Velocità massima 2.000 rpm.

Caratteristiche tecniche Testina completa 20:1 compatibile ENDOMATE NSK.

Indicazioni	Endodonzia
Trasmissione	20:1
Meccanismo di arresto	Push Button
Diametro della testina	8,05
Altezza della testina	8,4
Diametro della Fresa	CA/RA 2,35 mm
Lunghezza della Fresa	endo
Tipo di Lubrificazione	Olio
Autoclavabile	Sì, 135°C



Velocità massima(RPM)	2.000
Peso imballo appr. (g)	120
Certificazione	CE