



Testina completa 20:1, compatibile ENDOMATE NSK CON.3PIN 10DENTI MP-F20R

Testa completa di raccordo riduttore 20:1, con sistema di attacco rapido Quick Point, connessione con 3 pin/10 denti, compatibile MP-F20R, NSK Endo Mate DT2. Orientabile in 6 differenti posizioni.

Disponibile

COD: NS201M

Categorie: NSK

Descrizione

La **testina completa 20:1 compatibile ENDOMATE NSK** è una testina completa di raccordo riduttore **20:1**, progettata per l'utilizzo con sistemi endodontici compatibili.

Dotata di **sistema di attacco rapido Quick Point**, consente un collegamento pratico e preciso, facilitando l'integrazione con gli strumenti indicati.

La connessione con **3 pin/10 denti** garantisce compatibilità con **MP-F20R** e **NSK Endo Mate DT2**, offrendo una soluzione funzionale per la sostituzione o la manutenzione della testina.

La testina è **orientabile in 6 differenti posizioni**, permettendo una gestione più flessibile durante l'utilizzo.

Il rapporto riduttore **20:1** consente una gestione controllata della velocità, con una velocità massima di lavoro pari a **2.000rpm**.

Caratteristiche tecniche

- Testina completa con raccordo riduttore **20:1**
- Sistema di attacco rapido **Quick Point**
- Connessione **3 pin/10 denti**
- Compatibile con **MP-F20R**
- Compatibile con **NSK Endo Mate DT2**
- Orientabile in **6 differenti posizioni**
- Velocità massima **2.000rpm**

Caratteristiche tecniche Testina completa 20:1 compatibile ENDOMATE NSK.

Indicazioni	Endodonzia
Trasmissione	20:1



Meccanismo di arresto	Push Button
Diametro della testina	8,05
Altezza della testina	8,4
Diametro della Fresa	CA/RA 2,35 mm
Lunghezza della Fresa	endo
Tipo di Lubrificazione	Olio
Autoclavabile	Si, 135°C
Velocità massima(RPM)	2.000
Peso imballo appr. (g)	120
Certificazione	CE