

## Testina completa compatibile ENDOMATE NSK/ ENDOSMART MM18EN



Testa completa compatibile NSK, per riduttore NSK MP-F16R / Dentsply X-SMART PLUS 16:1, max 20.000 giri/min, push button.

**Spedizione prevista in 30 giorni**

**COD:** 110TM096

**Categorie:** NSK

### Descrizione

La **testina completa compatibile ENDOMATE ENDOSMART** è una soluzione professionale per endodonzia, pensata per chi cerca un ricambio pratico, affidabile e adatto all'utilizzo con sistemi compatibili **NSK**.

Progettata per l'impiego con **riduttore NSK MP-F16R**, consente di mantenere efficiente la strumentazione endodontica e di intervenire in modo semplice in caso di sostituzione della testina.

Il sistema di **bloccaggio della fresa a pulsante** rende l'utilizzo pratico e sicuro, facilitando il fissaggio dello strumento durante le procedure operative.

Con una velocità massima di **20.000giri/min**, la testina offre una configurazione adatta alle applicazioni endodontiche quotidiane, garantendo funzionalità e continuità di lavoro.

### Caratteristiche tecniche

Indicazioni	Endodonzia
Trasmissione	1:1
Meccanismo di arresto	Push Button
Diametro della testina	8.1 mm
Altezza della testina	8.3 mm
Diametro della Fresa	CA/RA 2,35 mm
Lunghezza della Fresa	endo
Tipo di Lubrificazione	Olio



Autoclavabile	Si, 135°C
Velocità massima(RPM)	20.000
Peso imballo appr. (g)	120
Certificazione	CE