



## Testina per angolo Ivory, 1:1, uso profilassi, compatibile KaVo 31LR-L31

Testina per contrangolo Ivory, 1:1, utilizzo profilassi, Snap-On compatibile KaVo 31LR-L31

**Disponibile**

**COD:** SL621P

**Categorie:** KaVo - Ivory - Mk-dent

### Descrizione

La **testina per contrangolo Ivory 1:1 compatibile KaVo 31LR-L31** è progettata per offrire precisione, fluidità e comfort durante le procedure di igiene e mantenimento orale.

Abbinata ai contrangoli **Silk Line**, consente un accesso agevole anche nei quadranti posteriori, semplificando il lavoro clinico quotidiano e migliorando la gestione dello strumento durante l'utilizzo.

Il sistema di serraggio **rotostop** permette una sostituzione rapida e sicura della testina, facilitando l'adattamento a differenti rapporti di trasmissione e necessità operative.

Compatibile con tutti i contrangoli **Ivory** e **KaVo®**, assicura perfetta intercambiabilità e una gestione più efficiente della strumentazione.

Il **cuscinetto anteriore antiusura con boccola di rinforzo integrata** garantisce stabilità, riduzione delle vibrazioni e lunga durata nel tempo. La struttura è progettata per assorbire le sollecitazioni durante l'uso, preservando la concentricità del rotore e mantenendo prestazioni costanti.

### Caratteristiche tecniche testina per contrangolo Ivory 1:1 compatibile KaVo 31LR-L31.

Indicazioni	Profilassi
Trasmissione	2:1
Meccanismo di arresto	Button
Diametro della testina	8 mm
Altezza della testina	7,95 mm
Diametro della Fresa	SNAP-ON



Lunghezza della Fresa	–
Tipo di Lubrificazione	Olio
Autoclavabile	Si, 135°C
Velocità massima(RPM)	3.000
Peso imballo appr. (g)	120
Certificazione	CE