



## Testina per angolo Ivory, 1:1, uso profilassi, compatibile KaVo 31LR-L31

Testina per angolo Ivory, 1:1, utilizzo profilassi, Snap-On compatibile KaVo 31LR-L31

**Disponibile**

**COD:** SL621P

**Categorie:** KaVo - Ivory - Mk-dent

### Descrizione

La testina per contrangolo Ivory 1:1 compatibile KaVo 31LR-L31 è progettata per offrire precisione, fluidità e comfort durante le procedure di igiene e mantenimento orale. Abbinata ai contrangoli Silk Line, consente un accesso agevole anche nei quadranti posteriori, semplificando il lavoro clinico quotidiano.

Il sistema di **serraggio rotostop** consente una sostituzione rapida e sicura della testina, permettendo di adattarsi facilmente a differenti rapporti di trasmissione e necessità operative. È **compatibile con tutti i contrangoli Ivory e KaVo®**, assicurando una perfetta intercambiabilità e una gestione ottimizzata degli strumenti.

Il **cuscinetto anteriore antiusura** con boccola di rinforzo integrata garantisce stabilità, riduzione delle vibrazioni e lunga durata nel tempo. La struttura è studiata per assorbire le sollecitazioni durante l'uso, preservando la concentricità del rotore e mantenendo prestazioni costanti.

Caratteristiche tecniche testina contrangolo Ivory 1:1 KaVo 31LR-L31.

Indicazioni	Profilassi
Trasmissione	2:1
Meccanismo di arresto	Button
Diametro della testina	8 mm
Altezza della testina	7,95 mm
Diametro della Fresa	SNAP-ON
Lunghezza della Fresa	–
Tipo di Lubrificazione	Olio



Autoclavabile	Si, 135°C
Velocità massima(RPM)	3.000
Peso imballo appr. (g)	120
Certificazione	CE