



Testina per angolo Ivory, 1:1, uso standard, compatibile KaVo 80LD-L80

Testina per angolo Ivory, 1:1, utilizzo standard, gambo FG 1,6 mm, compatibile KaVo 80LD-L80

Disponibile su richiesta

COD: SL680C

Categorie: KaVo - Ivory - Mk-dent

Descrizione

La **testina per contrangolo Ivory 1:1 uso standard compatibile KaVo® 80LD-L80** è progettata per garantire precisione, affidabilità e semplicità d'uso in tutte le procedure cliniche di routine. Ideale per i contrangoli **Ivory Silk Line**, offre un equilibrio perfetto tra dimensioni compatte, maneggevolezza e solidità costruttiva.

Le **testine Ivory** assicurano un accesso agevole ai quadranti posteriori e ai siti di preparazione grazie al design compatto e leggero. Compatibili con **tutti i contrangoli Ivory e KaVo®**, si montano facilmente tramite il **sistema di serraggio Rotostop**, che consente un'estrazione e una sostituzione rapide su tutta la linea per profilassi.

Questa **versatilità** garantisce manutenzione immediata e ottimale: in caso di assistenza tecnica, la testina può essere sostituita senza interrompere il lavoro, assicurando continuità operativa e massima efficienza.

Il **cuscinetto anteriore antiusura**, con **boccola di rinforzo integrata**, riduce le sollecitazioni meccaniche e mantiene la **perfetta concentricità del rotore**, assicurando prestazioni fluide e silenziose anche dopo un utilizzo prolungato.

Caratteristiche tecniche testina per angolo Ivory 1:1 uso standard comp. KaVo 80LD-L80:

Indicazioni	Standard
Trasmissione	1:1
Meccanismo di arresto	Button
Diametro della testina	9,4 mm
Altezza della testina	9,5 mm



Diametro della Fresa	1,6 mm
Lunghezza della Fresa	10-25 mm
Tipo di Lubrificazione	Olio
Autoclavabile	Si, 135°C
Velocità massima (RPM)	40.000
Peso imballo appr. (g)	120
Certificazione	CE