



Testina per angolo Ivory, 1:1, uso standard, compatibile KaVo e MK-dent

Testina per angolo Ivory, 1:1, utilizzo standard, compatibile KaVo 68LH 69LDN e MK-dent LS9011 LS9111

Disponibile su richiesta

COD: SL611C

Categorie: KaVo - Ivory - Mk-dent

Descrizione

La testina per contrangolo Ivory 1:1 compatibile KaVo® e MK-dent è progettata per garantire precisione, accessibilità e durata nel tempo. Pensata per i contrangoli Ivory Silk Line dedicati alla profilassi ed endodonzia, consente un accesso agevolato ai quadranti posteriori e ai siti di preparazione grazie alle dimensioni compatte.

Compatibile con tutti i contrangoli Ivory e KaVo®, questa testina offre massima versatilità e facilità di utilizzo. Il sistema di serraggio Rotostop permette di estrarre e sostituire la testina rapidamente, adattandola al tipo di rapporto di riduzione desiderato in base alla procedura.

Questa modularità consente una **manutenzione semplice e immediata**, evitando lunghi tempi di fermo: in caso di necessaria assistenza tecnica, la testina danneggiata può essere sostituita con un solo gesto, mantenendo la continuità operativa.

Il cuscinetto anteriore antiusura con boccola di rinforzo integrata assorbe le sollecitazioni meccaniche durante l'utilizzo, garantendo la concentricità del rotore e un funzionamento fluido, silenzioso e stabile nel tempo.

Caratteristiche tecniche Testina per contrangolo Ivory 1:1 compatibile KaVo e MK-dent.

Indicazioni	Standard
Trasmissione	1:1
Meccanismo di arresto	Button
Diametro della testina	9,5 mm
Altezza della testina	11,6 mm



Meccanismo di arresto	Push
Diametro della Fresa	2.334/2.350 mm
Lunghezza della Fresa	21.95mm
Tipo di Lubrificazione	Olio
Autoclavabile	Si, 135°C
Velocità massima (RPM)	40.000
Peso imballo appr. (g)	120
Certificazione	CE