

Testina per angolo Ivory, 1:1, uso standard, compatibile KaVo e MK-dent



Testina per angolo Ivory, 1:1, utilizzo standard, compatibile KaVo 68LH 69LDN e MK-dent LS9011 LS9111

Spedizione prevista in 15 giorni

COD: SL611C

Categorie: KaVo - Ivory - Mk-dent

Descrizione

La **testina per contrangolo Ivory 1:1 compatibile KaVo® e MK-dent** è progettata per garantire precisione, accessibilità e durata nel tempo durante le procedure di profilassi ed endodonzia.

Pensata per i contrangoli **Ivory Silk Line**, consente un accesso agevolato ai quadranti posteriori e ai siti di preparazione grazie alle dimensioni compatte, migliorando la gestione dello strumento nelle aree più difficili da raggiungere.

Compatibile con tutti i contrangoli **Ivory** e **KaVo®**, offre versatilità e facilità di utilizzo. Il sistema di serraggio **Rotostop** permette di estrarre e sostituire rapidamente la testina, adattandola al rapporto di riduzione desiderato in base alla procedura.

Questa modularità consente una manutenzione semplice e immediata, riducendo i tempi di fermo. In caso di necessaria assistenza tecnica, la testina danneggiata può essere sostituita con un solo gesto, mantenendo la continuità operativa.

Il **cuscinetto anteriore antiusura con boccola di rinforzo integrata** assorbe le sollecitazioni meccaniche durante l'utilizzo, garantendo la concentricità del rotore e un funzionamento fluido, silenzioso e stabile nel tempo.

Caratteristiche tecniche Testina per contrangolo Ivory 1:1 compatibile KaVo e MK-dent.

Indicazioni	Standard
Trasmissione	1:1
Meccanismo di arresto	Button
Diametro della testina	9,5 mm



Altezza della testina	11,6 mm
Meccanismo di arresto	Push
Diametro della Fresa	2.334/2.350 mm
Lunghezza della Fresa	21.95mm
Tipo di Lubrificazione	Olio
Autoclavabile	Si, 135°C
Velocità massima (RPM)	40.000
Peso imballo appr. (g)	120
Certificazione	CE