

## Testina per angolo Ivory, 2:1, uso standard, compatibile KaVo e MK-dent



Testina per angolo Ivory, 2:1, utilizzo standard, compatibile KaVo 67LH 67LDN e MK-dent LS9012 LS9112

**Spedizione prevista in 15 giorni**

**COD:** SL621C

**Categorie:** KaVo - Ivory - Mk-dent

### Descrizione

La **testina per contrangolo Ivory 2:1 compatibile KaVo e MK-dent** è progettata per offrire massima precisione, durata e accessibilità nelle procedure di **profilassi ed endodonzia**. Montata sui contrangoli **Ivory Silk Line**, grazie alle **dimensioni compatte** consente un accesso facilitato ai quadranti posteriori e ai siti di preparazione più difficili da raggiungere.

Compatibile con **tutti i contrangoli Ivory e KaVo®**, garantisce massima versatilità e facilità di sostituzione. Il **sistema di serraggio Rotostop** permette di estrarre e sostituire la testina in modo rapido e sicuro, adattandola facilmente al rapporto di riduzione desiderato in base al tipo di intervento.

La **struttura modulare** consente una **manutenzione veloce e pratica**, permettendo di sostituire una testina danneggiata senza interrompere il lavoro. Il **cuscinetto anteriore antiusura**, dotato di **boccola di rinforzo integrata**, assorbe le sollecitazioni durante l'uso e mantiene la concentricità del rotore, garantendo stabilità, silenziosità e precisione nel tempo.

Caratteristiche tecniche Testina contrangolo Ivory 2:1 KaVo MK-dent:

Indicazioni	Standard
Trasmissione	1:1
Meccanismo di arresto	Button
Diametro della testina	9,5 mm
Altezza della testina	11,6 mm
Meccanismo di arresto	Push
Diametro della Fresa	2.334/2.350 mm



Lunghezza della Fresa	21.95mm
Tipo di Lubrificazione	Olio
Autoclavabile	Si, 135°C
Velocità massima. (RPM)	20.000
Peso imballo appr. (g)	120
Certificazione	CE