

Testina per angolo Ivory, 2:1, uso standard, compatibile KaVo e MK-dent



Testina per angolo Ivory, 2:1, utilizzo standard, compatibile KaVo 67LH 67LDN e MK-dent LS9012 LS9112

Spedizione prevista in 15 giorni circa

COD: SL621C

Categorie: KaVo - Ivory - Mk-dent

Descrizione

La **testina per contrangolo Ivory 2:1 compatibile KaVo e MK-dent** è progettata per offrire precisione, durata e accessibilità nelle procedure di profilassi ed endodonzia.

Montata sui contrangoli **Ivory Silk Line**, consente un accesso facilitato ai quadranti posteriori e ai siti di preparazione più difficili da raggiungere grazie alle dimensioni compatte.

Compatibile con tutti i contrangoli **Ivory** e **KaVo®**, garantisce versatilità e facilità di sostituzione. Il sistema di serraggio **Rotostop** permette di estrarre e sostituire la testina in modo rapido e sicuro, adattandola al rapporto di riduzione desiderato in base al tipo di intervento.

La struttura modulare consente una manutenzione veloce e pratica, permettendo di sostituire una testina danneggiata senza interrompere il lavoro.

Il **cuscinetto anteriore antiusura con boccola di rinforzo integrata** assorbe le sollecitazioni durante l'uso e mantiene la concentricità del rotore, garantendo stabilità, silenziosità e precisione nel tempo.

Caratteristiche tecniche testina per contrangolo Ivory 2:1 compatibile KaVo e MK-dent:

Indicazioni	Standard
Trasmissione	1:1
Meccanismo di arresto	Button
Diametro della testina	9,5 mm
Altezza della testina	11,6 mm
Meccanismo di arresto	Push



Diametro della Fresa	2.334/2.350 mm
Lunghezza della Fresa	21.95mm
Tipo di Lubrificazione	Olio
Autoclavabile	Si, 135°C
Velocità massima. (RPM)	20.000
Peso imballo appr. (g)	120
Certificazione	CE