



Testina per angolo Ivory, 3:1, uso chirurgia, comp. KaVo testa 201 X

Testina per angolo Ivory, 3:1, utilizzo chirurgia, spray esterno, compatibile KaVo testa 201 X.

Disponibile su richiesta

COD: SL620X

Categorie: KaVo - Ivory - Mk-dent

Descrizione

La **testina per contrangolo Ivory 3:1 compatibile KaVo 201X** combina precisione, affidabilità e versatilità in un design compatto e resistente. Progettata per l'uso con i contrangoli Silk Line, è ideale per procedure di profilassi, endodonzia e chirurgia che richiedono controllo e stabilità.

Grazie al **rapporto di trasmissione 3:1**, consente una gestione precisa della velocità fino a **10.000 giri/min**, garantendo un movimento fluido e costante. Il sistema di **serraggio rotostop** permette la sostituzione rapida e sicura della testina, assicurando la massima efficienza operativa. È **compatibile con tutti i contrangoli Ivory e KaVo®**, offrendo perfetta intercambiabilità.

Il **cuscinetto anteriore antiusura** con boccola di rinforzo integrata assorbe le sollecitazioni durante l'utilizzo, preservando la concentricità del rotore e prolungando la durata del dispositivo. Questa struttura garantisce prestazioni costanti e una manutenzione semplice e veloce.

Specifiche tecniche testina per contrangolo Ivory 3:1 compatibile KaVo 201X.

Indicazioni	Chirurgia
Tipo di movimento	Standard
Diametro della testina (mm)	9,8
Altezza della testina (mm)	13,5
Diametro della Fresa (mm)	2,334/2,350
Rapporto	3:1



Autoclavabile	Si, 135°C
Velocità massima(RPM)	10.000
Peso imballo appr. (g)	120
Certificazione	CE