



Testina per angolo Ivory, 3:1, uso chirurgia, comp. KaVo testa 201 X

Testina per angolo Ivory, 3:1, utilizzo chirurgia, spray esterno, compatibile KaVo testa 201 X.

Spedizione prevista in 15 giorni

COD: SL620X

Categorie: KaVo - Ivory - Mk-dent

Descrizione

La **testina per contrangolo Ivory 3:1 compatibile KaVo 201X** è progettata per offrire precisione, affidabilità e versatilità in un formato compatto e resistente.

Il **rapporto di trasmissione 3:1** consente una gestione controllata della velocità fino a **10.000giri/min**, garantendo un movimento fluido e costante durante l'utilizzo. Questa configurazione la rende adatta a procedure di profilassi, endodonzia e chirurgia che richiedono stabilità e controllo operativo.

Il sistema di serraggio **rotostop** permette una sostituzione rapida e sicura della testina, contribuendo a rendere più efficiente la gestione dello strumento durante il lavoro quotidiano.

Compatibile con contrangoli **Ivory** e **KaVo®**, la testina offre un'elevata intercambiabilità e si integra facilmente nella strumentazione già in uso.

Il **cuscinetto anteriore antiusura con boccola di rinforzo integrata** assorbe le sollecitazioni durante l'utilizzo, aiutando a preservare la concentricità del rotore e a prolungare la durata del dispositivo.

Grazie alla struttura resistente e alla manutenzione semplice e veloce, la **testina per contrangolo Ivory 3:1 compatibile KaVo 201X** rappresenta una soluzione professionale per chi cerca prestazioni costanti, precisione e praticità operativa.

Specifiche tecniche.

Indicazioni	Chirurgia
Tipo di movimento	Standard
Diametro della testina (mm)	9,8



Altezza della testina (mm)	13,5
Diametro della Fresa (mm)	2,334/2,350
Rapporto	3:1
Autoclavabile	Si, 135°C
Velocità massima(RPM)	10.000
Peso imballo appr. (g)	120
Certificazione	CE