



## Testina per angolo Ivory, reciprocante 60°, compatibile KaVo 53LDN-L53

Testina per angolo Ivory, reciprocante 60°, utilizzo profilassi, compatibile KaVo 53LDN-L53

**Disponibile**

**COD:** SL653C

**Categorie:** KaVo - Ivory - Mk-dent

### Descrizione

La **testina per contrangolo Ivory reciprocante 60°** compatibile **KaVo 53LDN-L53** è progettata per garantire precisione, stabilità e comfort durante le procedure di profilassi ed endodonzia. Utilizzata con i contrangoli Silk Line, consente un accesso agevole ai quadranti posteriori e ai siti di preparazione, migliorando l'ergonomia del lavoro clinico.

Grazie al **movimento reciprocante a 60°**, la testina assicura un'azione controllata e fluida, ideale per operazioni delicate e ripetitive. Il **serraggio rotostop** consente la sostituzione rapida e sicura, permettendo di adattarsi facilmente alle diverse esigenze operative. È **compatibile con tutti i contrangoli Ivory e KaVo®**, offrendo massima versatilità.

Il **cuscinetto anteriore antiusura** con boccola di rinforzo integrata assorbe le sollecitazioni durante l'utilizzo, mantenendo la concentricità del rotore e garantendo prestazioni costanti nel tempo. Questa costruzione riduce l'usura e facilita le operazioni di manutenzione ordinaria.

Caratteristiche tecniche testina contrangolo Ivory reciprocante 60° compatibile KaVo 53LDN-L53:

Indicazioni	Profilassi
Trasmissione	BF60
Meccanismo di arresto	Button
Diametro della testina	9,45 mm
Altezza della testina	9,5 mm
Diametro della Fresa	2.334/2.350 mm
Lunghezza della Fresa	21.95mm



Tipo di Lubrificazione	Olio
Autoclavabile	Si, 135°C
Velocità massima (RPM)	3.000
Peso imballo appr. (g)	120
Certificazione	CE