



Turbina laboratorio Tecnomed senza spray a 1 via

Turbina per laboratorio odontotecnico Tecnomed, senza spray a 1, compatta e con cuscinetti in ceramica, velocità massima 330.000 rpm.

Disponibile

COD: HCP11

Categorie: Controlli

Descrizione

La **turbina Tecnomed senza spray ad 1 via** è pensata per offrire al laboratorio odontotecnico uno strumento pratico, compatto e affidabile nelle lavorazioni quotidiane di precisione.

La velocità massima di 330.000rpm, i cuscinetti in ceramica e la bassa rumorosità la rendono una soluzione efficace per rifinitura, modellazione e regolazione di manufatti odontotecnici in ceramica, porcellana e zirconio.

Caratteristiche tecniche

Caratteristica	Dato tecnico
Codice turbina	HCP11
Acqua spray	No
Tipologia cuscinetti	Ceramica
Attacco turbina	1 VIA Ø interno 4mm
Velocità massima	330.000 rpm
Pressione di esercizio	2.5–2.8 bar
Consumo aria	35L/min
Diametro stringifresa	1.6mm
Lunghezza massima fresa	25mm
Sterilizzabile 135°C	No



Caratteristica	Dato tecnico
Pressione sonora	?45dB
Peso	87g
Dimensioni manipolo	Ø 17 mm x L 125 mm
Garanzia	12 mesi