



Vasca ultrasuoni Tecnomed Digiclean 5 lt, RIGENERATA 2 ANNI GARANZIA

Vasca ultrasuoni Tecnomed Digiclean in acciaio, capacità 5 l, timer digitale, con coperchio e rubinetto di scarico, prodotto seminuovo rigenerato con 2 anni di garanzia.

Disponibile

COD: OFOUT128

Categorie: Outlet

Descrizione

Vasca ultrasuoni odontoiatrica Digiclean 5 litri -PRODOTTO SEMINUOVO RIGENERATO CON 2 ANNI DI GARANZIA.

La Vasca ultrasuoni Digiclean 5l genera un'elevata potenza ultrasonica che, associata a un detergente disinfettante, ti garantiranno un'azione di pulizia rapida ed efficace rimuovendo lo sporco anche nelle parti difficilmente accessibili.

Realizzata completamente in acciaio Inox antigraffio, si dimostra resistente nel tempo contro gli agenti corrosivi e usuranti.

Un generatore elettronico gestito da un microprocessore ottimizza le prestazioni di potenza e il pannello comandi, con display, permette l'impostazione e la visualizzazione dei tempi di vibrazione e dei valori di temperatura dei liquidi.

Caratteristiche tecniche.

- L'intuitivo pannello comandi ti permette di regolare il tempo (da 1 a 99 minuti), la temperatura (da 0°C a 80 °C) e la frequenza degli ultrasuoni.
- Le nostre vasche sono realizzate interamente in acciaio inox, materiale che le rende eccezionalmente resistenti nel tempo.
- I modelli da 5 e da 10 litri sono dotati di rubinetto di scarico del liquido di lavaggio per consentirti di scaricare l'acqua in modo semplice e veloce.
- Le novità di questa linea sono i bicchieri in vetro Pyrex per il lavaggio indiretto con soluzioni particolarmente aggressive (disponibili come optional).

Tabella comparativa Vasca ultrasuoni odontoiatrica Digiclean 5 litri.

Caratteristica	CLEA5L
Capacità nominale	5,04 litri (240 x 150 x 140) mm
Capacità reale	4,350 litri
Trasduttori	2
Potenza oscillante	120 W
Frequenza oscillante	40 KHz
Rubinetto di scarico	?
Timer digitale	?
Riscaldamento	?
Cestello grande/medio	?
Cestello piccolo	?
Coperchio	?
Supporto bicchieri	Opt.
Bicchieri	Opt.
Alimentazione	230 Vac
Peso	5 Kg
Misure esterne (l x p x h)	252 x 150 x 271 mm
Garanzia	24 mesi