

Vetrina 1000x380x480(h)mm, inox, vetri fumé,1 ripiano



Disponibile dal 05/06/2026

COD: DE0097X

Categorie: Vettrine

Descrizione

La **vetrina pensile sanitaria inox 1000x380x480 H con vetri fumé** è un elemento d'arredo tecnico per **cliniche, studi dentistici e laboratori medicali**.

Progettata per completare la linea **Chirunox**, unisce **design funzionale e materiali igienici**, offrendo una soluzione compatta per conservare strumenti e materiali in modo ordinato e sicuro.

La struttura è realizzata interamente in **acciaio inox**, materiale resistente, durevole e facile da sanificare, ideale per ambienti dove la pulizia e l'igiene sono essenziali.

I **vetri fumé a scorrimento** proteggono il contenuto da polvere e contaminazioni, garantendo al tempo stesso **un'estetica elegante e professionale**.

All'interno, la vetrina è dotata di **un ripiano in vetro** che consente di suddividere e organizzare il materiale in modo pratico.

Il sistema di **illuminazione LED blu integrato** diffonde una luce soffusa che contribuisce a creare un'atmosfera rilassante, trasmettendo al paziente **una percezione di pulizia e ordine**.

Grazie alle dimensioni **1000x380x480 H mm** e al montaggio a parete, la **vetrina pensile sanitaria inox** consente di **ottimizzare lo spazio di lavoro** mantenendo un'estetica coerente con gli standard moderni dell'arredo medicale professionale.