

Vetrina 1000x380x480(h)mm,inox,vetri fumé,1 ripiano,distr.carta/guanti



Disponibile su richiesta

COD: DE0098X

Categorie: Vetrine

Descrizione

La **vetrina pensile inox per prodotti monouso 1000x380x480 H** è un elemento d'arredo sanitario progettato per garantire **ordine, igiene e praticità** in **cliniche, studi dentistici e laboratori medicali**. Realizzata in **acciaio inox sanitario**, assicura **resistenza, durata e massima facilità di pulizia**, qualità indispensabili in ambienti dove l'igiene è una priorità.

Progettata per il contenimento di **prodotti monouso** come guanti, carta o mascherine, la vetrina consente di mantenere i materiali sempre disponibili e protetti da polvere e contaminazioni.

I **vetri fumé a scorrimento** valorizzano il design e offrono una protezione visiva discreta, mentre la struttura compatta e il **montaggio a parete** ottimizzano lo spazio di lavoro.

L'interno è organizzato con **un ripiano in vetro** che consente la suddivisione dei materiali e favorisce un accesso rapido durante le procedure cliniche.

La **luce LED blu integrata** contribuisce a creare un'atmosfera rilassante e professionale, trasmettendo al paziente una sensazione di pulizia e sicurezza.

Con le sue dimensioni **1000x380x480 H mm**, la **vetrina pensile inox per prodotti monouso** è la soluzione ideale per ambienti medicali che richiedono **ergonomia, igiene e organizzazione efficiente**.