

## Vetrina 1000x380x480(h)mm,inox,vetri fumé,1ripiano,distr.carta/guanti



Vetrina pensile inox per prodotti monouso 1000x380x480 H mm, con vetri fumé scorrevoli, ripiano interno in vetro e luce LED blu integrata.

**Disponibile su richiesta**

**COD:** DE0098X

**Categorie:** Vetrine

### Descrizione

---

La **vetrina pensile inox per prodotti monouso 1000x380x480 H mm** è un elemento d'arredo sanitario progettato per mantenere guanti, carta, mascherine e materiali monouso ordinati, protetti e sempre disponibili all'interno di cliniche, studi dentistici e laboratori medicali.

Realizzata in **acciaio inox sanitario**, assicura resistenza, durata e facilità di pulizia, caratteristiche fondamentali negli ambienti professionali in cui igiene e praticità operativa sono prioritarie.

La struttura pensile consente di ottimizzare lo spazio di lavoro, mantenendo il piano operativo libero e migliorando l'organizzazione dell'ambiente. I **vetri fumé a scorrimento** proteggono il contenuto da polvere e contaminazioni, offrendo al tempo stesso un aspetto ordinato, discreto e professionale.

L'interno è dotato di **ripiano in vetro**, utile per suddividere i materiali e facilitarne l'accesso durante le procedure quotidiane. Questa configurazione permette di organizzare in modo pratico i prodotti monouso, rendendoli immediatamente disponibili quando necessario.

La **luce LED blu integrata** contribuisce a valorizzare il design della vetrina e a creare un ambiente visivamente pulito, moderno e professionale, trasmettendo al paziente una sensazione di ordine e sicurezza.

Con dimensioni **1000x380x480 H mm**, la **vetrina pensile inox per prodotti monouso** rappresenta una soluzione funzionale per ambienti medicali che richiedono igiene, ergonomia e organizzazione efficiente.