



## Vetrina 1000x380x480(h)mm,inox,vetri fumé,1ripiano,distr.carta/guanti

Disponibile su richiesta

COD: DE0098X
Categorie: Vetrine

## **Descrizione**

La vetrina pensile inox per prodotti monouso 1000×380×480 H è un elemento d'arredo sanitario progettato per garantire ordine, igiene e praticità in cliniche, studi dentistici e laboratori medicali. Realizzata in acciaio inox sanitario, assicura resistenza, durata e massima facilità di pulizia, qualità indispensabili in ambienti dove l'igiene è una priorità.

Progettata per il contenimento di **prodotti monouso** come guanti, carta o mascherine, la vetrina consente di mantenere i materiali sempre disponibili e protetti da polvere e contaminazioni.

I **vetri fumé a scorrimento** valorizzano il design e offrono una protezione visiva discreta, mentre la struttura compatta e il **montaggio a parete** ottimizzano lo spazio di lavoro.

L'interno è organizzato con **un ripiano in vetro** che consente la suddivisione dei materiali e favorisce un accesso rapido durante le procedure cliniche.

La **luce LED blu integrata** contribuisce a creare un'atmosfera rilassante e professionale, trasmettendo al paziente una sensazione di pulizia e sicurezza.

Con le sue dimensioni 1000×380×480 H mm, la vetrina pensile inox per prodotti monouso è la soluzione ideale per ambienti medicali che richiedono ergonomia, igiene e organizzazione efficiente.