



Vetrina farmaceutica 1000x580x1970(h)mm, INOX, 4 ripiani

Disponibile su richiesta

COD: TM5020SM

Categorie: Vetrine

Descrizione

La **vetrina farmaceutica inox 1000x580x1970 H** è pensata per garantire **ordine, sicurezza e igiene** nella **gestione dei farmaci** in **cliniche, ambulatori e laboratori medicali**.

Costruita interamente in **acciaio inossidabile AISI 304**, offre **resistenza, durabilità e facilità di pulizia**, assicurando il mantenimento di elevati standard igienici negli ambienti sanitari.

Le **porte in vetro** consentono una **consultazione immediata delle scorte**, permettendo di verificare la disponibilità dei medicinali in modo rapido e senza aprire l'armadio.

I **quattro ripiani interni regolabili in altezza** garantiscono la massima flessibilità di organizzazione, adattandosi a confezioni e contenitori di diverse dimensioni.

Grazie alla sua struttura robusta e alle linee essenziali, la **vetrina farmaceutica inox** combina **funzionalità e design** in un'unica soluzione.

È ideale per ambienti che richiedono **ordine, efficienza e pulizia costante**, come sale visita, aree di preparazione e laboratori clinici.

Le superfici lisce e la finitura satinata facilitano le operazioni di sanificazione, riducendo il rischio di accumulo di residui.

Con dimensioni **1000x580x1970 H mm**, questa **vetrina farmaceutica in acciaio inox** è la scelta ideale per chi cerca **affidabilità, ergonomia e igiene** nella conservazione dei farmaci.