



## Videocamera OKKIO micro-usb, 4K, 25mm F8.0, 650/750mm con microfono

Videocamera OKKIO con collegamento micro-usb, risoluzione 4K, lente 25mm F8.0, distanza fuoco 650/750mm, zoom 4x, con microfono.

**Disponibile**

**COD:** FK900D-2580KLA

**Categorie:** Telecamere OKKIO USB 4K

### Descrizione

La **videocamera medica OKKIO 4k 25mm F8.0 650/750mm** è stata sviluppata per offrire un'esperienza unica nella documentazione e nella comunicazione in campo medico-dentistico.

**La qualità nel palmo della tua mano.** La telecamera OKKIO acquisisce e condivide video e immagini di altissima qualità.

**Non farti ingannare dalle dimensioni.** OKKIO è dotata di un potente sensore Sony IMX415, oltre ad un autofocus rapido e preciso per una qualità dell'immagine eccellente.

**La metti dove vuoi.** Le dimensioni e la leggerezza la rendono facilmente applicabile sulla lampada del riunito.

**Intuitiva e facile da usare.** Per utilizzare OKKIO non bisogna essere degli esperti di tecnologia, riprese o montaggio. Le foto e i video possono essere salvate, riviste e condivise in qualsiasi momento. Inoltrare i report ai colleghi per un confronto o mostrare al paziente il "prima e dopo" è davvero un gioco da ragazzi, con la camera è incluso il software di acquisizione.

#### Principali caratteristiche videocamera medica OKKIO 4k 25mm F8.0 650/750mm

Sensore	SONY IMX415
Risoluzione	Immagini 4K 30fps / 1080p 30fps / 720p 30fps / 8MP
Dimensioni	45x45x25 mm
Lente	Obiettivo 4K (UHD) da 25mm F8.0, 650/750mm



Messa a fuoco	Automatico 0 manuale (Software)
Zoom ottico	4X ottico, fino a 8X digitale
Opzioni di montaggio	Lampada
Microfono	?
Connessione	USB 2.0
Esposizione	Manuale/automatica
Alimentazione	Non necessaria
Certificazione	MDR 2017/745 Classe I

**Insieme alla camera sono compresi:**

- viti e chiavi per l'installazione;
- magnete adesivo;
- cavo micro usb 3 mt;
- prolunga usb amplificata 5 mt;
- Software per l'acquisizione di immagini e video;
- 20 clip adesive;
- pezza per le lenti.

Per maggiori informazioni relative ad OKKIO [visita la pagina dedicata](#).

**Guarda il feedback della Dott.ssa Fabia Profili su OKKIO USB.**