



Videocamera OKKIO HDMI,4K,25mm F8.0 350/700mm, illuminatore led

Telecamera medica 4K HDMI 25 mm con illuminatore FALKOLED 24.000 lux e zoom fino a 40x, ideale per odontoiatria, chirurgia e documentazione clinica.

Disponibile

COD: FK900D-2580HDL

Categorie: Telecamere OKKIO HDMI 4K

Descrizione

Telecamera medica 4K HDMI 25 mm con illuminatore per odontoiatria e chirurgia

La telecamera medica OKKIO HDMI 4K 16 mm con illuminatore FALKOLED è progettata per la documentazione clinica e la comunicazione in ambito odontoiatrico e chirurgico. Consente di acquisire immagini e video ad alta definizione, migliorando la comprensione dei trattamenti e la qualità della documentazione clinica.

Qualità d'immagine 4K con sensore Sony

OKKIO è dotata di sensore Sony IMX377 per acquisire immagini fino a 4K (3840 × 2160 pixel). Il sistema di zoom consente un ingrandimento fino a 40x, permettendo di osservare dettagli clinici con elevata precisione.

Illuminatore LED integrato da 24.000 lux

L'illuminatore FALKOLED integrato garantisce una luce uniforme e priva di ombre fino a 24.000 lux, con temperatura colore di 5700K. La regolazione touch dell'intensità consente di adattare facilmente la luce alle diverse condizioni operative.

Installazione rapida e configurazione flessibile

Grazie all'aggancio magnetico, la telecamera può essere installata rapidamente su braccio articolato. È inoltre dotata di attacco fotografico standard 1/4", compatibile con diversi sistemi di supporto.



Utilizzo intuitivo per documentazione e comunicazione clinica

OKKIO HDMI è progettata per un utilizzo immediato senza necessità di competenze tecniche avanzate. Le immagini e i video possono essere salvati, rivisti e condivisi facilmente, migliorando la comunicazione con il paziente e il confronto tra professionisti.

Visualizzazione in tempo reale e condivisione

La connessione HDMI consente la visualizzazione diretta su monitor medicali. La telecamera è adatta anche per formazione, presentazioni cliniche e streaming di procedure.

Archiviazione e gestione dei contenuti clinici

OKKIO HDMI permette di creare un archivio clinico strutturato con contenuti fotografici e video di alta qualità, utile per documentazione, follow-up e presentazione dei casi.

Caratteristiche principali

- Risoluzione 4K Ultra HD (3840 × 2160)
- Sensore Sony IMX377
- Zoom fino a 40x
- Illuminatore LED integrato fino a 24.000 lux
- Temperatura colore 5700K
- Connessione HDMI
- Attacco magnetico e filettatura 1/4"
- Compatibile con bracci articolati

Principali caratteristiche OKKIO 4K HDMI 25mm FALKOLED.

Sensore	SONY IMX377
Risoluzione	Immagini 2160 P30-25-24fps 1080 P60-50-30-25fps 1080 i60-50fps 720 P60-50fps
Dimensioni	50x50x50mm
Lente	Obiettivo 4K (UHD) da 25mm F8.0, 350/700mm
Messa a fuoco	Manuale
Zoom	4X ottico, fino a 40X digitale



Opzioni di montaggio	Braccio Articolato, attacco con perno fotografico standard 1/4?
Microfono	?
Connesione	HDMI
Esposizione	Manuale
Alimentazione	Adattatore data /hdmi / 12vdc
Certificazione	MDR 2017/745 Classe I

Approfondimento sul sistema OKKIO

Per maggiori informazioni sul sistema OKKIO e sulle sue applicazioni cliniche, visita la pagina dedicata: [scopri di più](#)

Esperienza clinica

Il Prof. Angelo Putignano racconta l'utilizzo della telecamera OKKIO HDMI nella pratica clinica: